

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ager Para Wb, If-P, Elisa - Q15109

Número do item: CM0006575



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para AGER/RAGE humano (43kDa). Adequado para WB, IF-P e ELISA. Ideal para estudar inflamação, complicações do diabetes e vias de sinalização mediadas por receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGER Rabbit mAb
Observações/Apelido	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Espécie	Humano
GeneID	177
Imunogénio	Proteína recombinante de AGER humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15109
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo