

## Anticorpo Monoclonal Anti-Ager (Rage) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15109

Número do item: CM0006432



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra AGER (RAGE) humano. Validado para aplicações de WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação, diabetes e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho Anti-AGER                                                                                                  |
| Observações/Alias   | RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID              | 177                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-344 do AGER humano (NP_001127.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q15109                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 43kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |