

## Anticorpo Policlonal Anti-Ager (Rage) Para Wb, Elisa - Q15109

Número do item: CM0016419



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AGER (RAGE) humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo o domínio extracelular de RAGE, um receptor de reconhecimento de padrões implicado na inflamação, nas complicações do diabetes e na neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | AGER Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/aliás   | RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER                                                                                                 |
| Espécie             | Humana                                                                                                                    |
| GeneID              | 177                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-210 de AGER humano (NP_001127.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q15109                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 43 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |