

Anti-Ager (Rage) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q15109

Número do item: CM0016131



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AGER (RAGE) para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre produtos finais de glicação avançada, complicações diabéticas e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGER Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	177
GeneID	177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-330 do AGER humano (NP_001127.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15109
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo