

Anticorpo Policlonal Anti-Agfg1 Para Wb E Elisa - P52594

Número do item: CM0030791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AGFG1 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para investigar a exportação de RNA dependente de Rev do HIV-1, a biogênese acrossômica e o tráfego de RNA. Reage de forma cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGFG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HRB, RAB, RIP, AGFG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3267
GeneID	3267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do AGFG1 humano (NP_004495.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52594
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo