

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aggregan Para Wb, Ihc, If, Elisa - P16112

Número do item: CM0027279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Aggregan humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta Aggregan em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz cartilaginosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aggregan Coelho pAb
Observações/Apelidos	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; Aggregan
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	176
GeneID	176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-575 do Aggregan humano (NP_037359.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16112
Peso da Proteína	261 kDa
Envio	Bolsa de gelo