

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Agk Para Wb, Elisa - Q53H12

Número do item: CM0030337



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AGK humano, adequado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. AGK é uma quinase de lipídeo mitocondrial envolvida na produção de LPA/PA e importação de proteínas mediada pelo complexo TIM22. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGK Rabbit pAb
Observações/Apelido	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55750
ID do Gene	55750
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q53H12
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo