


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Agl (Gde) Para Wb, If/Icc, Elisa - P35573

Número do item: CM0004660



introdução

Este Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-AGL (GDE) é validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ele realiza reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando estudos de função e localização da enzima desramificante de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGL Rabbit mAb
Observações/Apelido	GDE; AGL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	178
GeneID	178
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da AGL humana (P35573).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35573
Peso Proteico	175kDa
Transporte	Bolsa de gelo