

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Agmat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Número do item: CM0007102

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AGMAT humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com espécies humana, de camundongo e de rato. Detecta a guanidinoácido hidrolase mitocondrial de ~38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-AGMAT de Coelho
Observações/Alias	AGMAT
Espécie	Humana
ID do Gene	79814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-352 da AGMAT humana (NP_079034.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BSE5
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Saco de gelo