

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Agmat Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Número do item: CM0013145

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AGMAT validado para aplicações WB, IF/ICC, ELISA com reatividade nas espécies humana e de rato. Reconhece o AGMAT endógeno (guanidino ácido hidrolase), uma enzima mitocondrial de 38 kDa envolvida no metabolismo da arginina e desintoxicação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGMAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	AGMAT
Espécie	Humano
ID do Gene	79814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-352 da AGMAT humana (NP_079034.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BSE5
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo