

Anticorpo Policlonal Anti-Ago1 Para Wb, Elisa - Q9UI18

Número do item: CM0024837



introdução

O pAb de Coelho AGO1 é um anticorpo policlonal de coelho produzido contra o terminal N do AGO1 humano. Validado em WB e ELISA, detecta AGO1 em amostras humanas, de camundongo e de rato, sendo adequado para estudos da via RNAi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26523
GeneID	26523
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do AGO1 humano (NP_036331.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL18
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo