

Anti-Agpat1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q99943

Número do item: CM0028859

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho AGPAT1 validado para WB, IP e ELISA. Detecta AGPAT1 humano, de camundongo e de rato, uma aciltransferase chave na biossíntese de fosfolípidios. Adequado para estudos do metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGPAT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alpha; AGPAT1
Espécie	Humano
GeneID	10554
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-283 do AGPAT1 humano (NP_006402.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99943
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo