

Anticorpo Policlonal Anti-Agpat2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15120

Número do item: CM0030364

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AGPAT2 humano (1-acilglicerol-3-fosfato O-aciltransferase beta), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de metabolismo lipídico e lipodistrofia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	AGPAT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10555
GeneID	10555
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-278 do AGPAT2 humano (NP_006403.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15120
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo