

Anti-Agpat4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nrz5

Número do item: CM0021319

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AGPAT4 humano, validado para WB e ELISA. Detecta camundongo. Adequado para estudos de biossíntese de fosfolipídios, atividade de aciltransferase de ácido lisofosfatídico e pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	AGPAT4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dj473j16.2; LPAAT-delta; AGPAT4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56895
GeneID	56895
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 270-378 do AGPAT4 humano (NP_064518.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NRZ5
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo