

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Agps Para Wb, If/Icc, Elisa - 000116

Número do item: CM0017742

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AGPS humano, adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com o AGPS de camundongo. Para pesquisa de biossíntese de lipídeos éter peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGPS Rabbit pAb
Observações/Alias	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8540
ID do Gene	8540
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 379-658 da AGPS humana (NP_003650.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00116
Peso Molecular da Proteína	73kDa
Envio	Bolsa de gelo