

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Agrina Para Wb, If/Icc, Elisa - O00468

Número do item: CM0023168



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Agrina humana validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta Agrina humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de junção neuromuscular, cartilagem e sinapses.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGRN Rabbit pAb
Observações/Apelido	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
Espécie	Humana
GeneID (humano)	375790
GeneID	375790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-350 da AGRN humana (NP_940978.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00468
Peso Proteico	217kDa
Envio	Em saco de gelo