

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Agtr2 Para Wb, Elisa - P50052

Número do item: CM0011544



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-AGTR2 (WB, ELISA) desenvolvido contra um peptídeo sintético de AGTR2 humano. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Para pesquisa sobre o receptor da angiotensina II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGTR2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Espécie	Humano
ID do Gene	186
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 264-363 do AGTR2 humano (P50052).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50052
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo