

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Agtr2 Para Wb E Elisa - P50052

Número do item: CM0021179



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao AGTR2 humano (receptor tipo 2 de angiotensina II). Validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre vasoconstrição, inibição da proliferação celular e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGTR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	186
ID do Gene	186
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do AGTR2 humano (NP_000677.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50052
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo