

Anticorpo Policlonal Anti-Agtrap Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Rw13

Número do item: CM0016489

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AGTRAP validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a proteína associada ao receptor de angiotensina II tipo 1 de 17 kDa, um regulador negativo da sinalização da angiotensina II. Ideal para pesquisa de doenças cardiovasculares e renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGTRAP Rabbit pAb
Observações/Alias	ATRAP; AGTRAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57085
GeneID	57085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 93-152 da AGTRAP humana (NP_065083.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6RW13
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)