

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Agxt Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21549

Número do item: CM0025359



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AGXT humana (alanina-gioxilato aminotransferase), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Tem como alvo uma proteína peroxissomal de 43kDa envolvida na desintoxicação do gioxilato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGXT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	189
GeneID	189
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21549
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo