


Anticorpo Monoclonal Anti-Aha1 Para Wb, Elisa - O95433

Número do item: CM0008673



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a AHA1/p38 humana (ativador da ATPase de HSP90). Validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de chaperonas e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AHA1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10598
ID do Gene	10598
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 239-338 da AHA1 humana (O95433).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95433
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Saco de gelo