


Anti-Ahcy Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P23526

Número do item: CM0029359



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho AHCY (SAHH) validado para WB, IF/ICC, ELISA contra humano, camundongo, rato. Alvo adenosilhomocisteinase, 48 kDa, essencial para estudos de metabolismo de um carbono.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AHCY pAb de Coelho
Observações/Apelido	SAHH; adoHcyase; AHCY
Espécie	Humano
GeneID (humano)	191
GeneID	191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 253-432 de AHCY humana (NP_000678.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23526
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo