


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ahcy1 Para Wb, Elisa - O43865

Número do item: CM0030441



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AH CYL1 (IRBIT) para Western blot e ELISA. Detecta a proteína 1 semelhante à S-adenosilhomocisteína hidrolase de humano, camundongo e rato, envolvida no sinalização de cálcio, secreção de fluidos e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AH CYL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AH CYL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10768
GeneID	10768
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-260 do AH CYL1 humano (NP_006612.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43865
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo