

Anticorpo Policlonal Anti-Ahr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Número do item: CM0014386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de hidrocarboneto arílico humano (AHR). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Útil para estudos de metabolismo de xenobióticos, imunidade e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AHR Rabbit pAb
Observações/Apêndices	RP85; bHLHe76; AHR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	196
GeneID	196
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P35869
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo