

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ahr Para Wb, Elisa - P35869

Número do item: CM0009038



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho AHR de alta qualidade para WB e ELISA. Tem como alvo o receptor de hidrocarboneto arílico humano (bHLHe76, P35869). Ideal para pesquisa de resposta a xenobióticos, câncer e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho AHR
Observações/Apelido	RP85; bHLHe76; AHR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	196
GeneID	196
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 619-848 do AHR humano (NP_001612.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35869
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo