

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ahr Para Wb E Elisa - P30561

Número do item: CM0029345



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-AHR testado para Western blotting e ELISA. Reconhece AHR de camundongo, um fator de transcrição ativado por ligante envolvido no metabolismo de xenobióticos, imunidade e ritmos circadianos. Ideal para pesquisa em câncer e toxicologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AHR Rabbit pAb
Observações/Alias	Ah; In; Ahh; Ahre; bHLHe76
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	196
GeneID	11622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 706-805 da AHR de camundongo (NP_038492.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30561
Peso da Proteína	95 kDa
Envio	Saco de gelo