

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ahr Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Número do item: CM0007128



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de hidrocarbonetos arílicos humano (AHR, bHLHe76). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos sobre resposta a xenobióticos, ritmo circadiano e câncer. Reconhece uma proteína de 96 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AHR Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	RP85; bHLHe76
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	196
ID do Gene	196
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 619-848 do AHR humano Rabbit PolymAb® (NP_001612.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35869
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Bolsa de gelo