


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ahsp Para Wb, Elisa - Q9Nzd4

Número do item: CM0026855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AHSP humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre eritropoiese, estabilidade da hemoglobina e beta-talassemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AHSP Rabbit pAb
Observações/Apelido	EDRF; ERAF; AHSP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51327
GeneID	51327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-102 do AHSP humano (NP_057717.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZD4
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo