


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aif Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095831

Número do item: CM0003665



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho AIF validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece AIF (fator 1 indutor de apoptose, mitocondrial) humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de apoptose e metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho AIF
Observações/Apelido	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9131
ID do Gene	9131
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 do AIF humano (095831).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95831
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de Gelo