

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - O70200

Número do item: CM0012210



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1) para WB, IF, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína de aproximadamente 17 kDa envolvida na ligação à actina e na função dos macrófagos. Ideal para pesquisas em inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIF1/IBA1 mAb de Camundongo
Observações/Apelidos	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	199
ID do Gene	11629
Imunógeno	Proteína recombinante de AIF1/IBA1 de camundongo.
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O70200
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo