

Anticorpo Policloal Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, If-P, Elisa - P55008

Número do item: CM0016597



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AIF1/IBA1 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de ativação de macrófagos e inflamação vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIF1/IBA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	199
ID do Gene	199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 de AIF1/IBA1 humano (NP_001614.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55008
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo