

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aifm2/Fsp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Número do item: CM0006512



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-AIFM2/FSP1 validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a proteína supressora da ferroptose 1 (FSP1), um inibidor-chave da ferroptose. Peso molecular de 41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AIFM2/FSP1 Rabbit mAb
Observações/Alíás	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84883
GeneID	84883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-371 da AIFM2/FSP1 humana (NP_116186.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9BRQ8
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo