

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aifm2/Fsp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Número do item: CM0016848



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao AIFM2/FSP1 humano (proteína supressora de ferroptose 1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre ferroptose e biologia redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIFM2/FSP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Espécie	Humana
GeneID	84883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-371 do AIFM2/FSP1/AMID/AMID humano (NP_116186.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRQ8
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo