


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aim2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14862

Número do item: CM0025816



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra AIM2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta AIM2 em amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para pesquisa em inflamassoma e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho AIM2
Observações/Alias	PYHIN4; AIM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9447
GeneID	9447
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 130-337 do AIM2 humano (NP_004824.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O14862
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo