


Anticorpo Policlonal Anti-Aimp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12904

Número do item: CM0027083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AIMP1 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta AIMP1 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos sobre angiogênese, inflamação e biologia da tRNA sintetase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIMP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9255
ID do Gene	9255
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-180 do AIMP1 humano (NP_001135888.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12904
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo