

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aip Para Wb E Elisa - 000170

Número do item: CM0017277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AIP humano (ARA9/XAP2), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização AHR e a regulação da proteína X do HBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIP Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9049
ID do Gene	9049
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 do AIP humano (NP_003968.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000170
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo