

Anticorpo Policlonal Anti-Aipl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Número do item: CM0029660



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína AIPL1 humana (proteína semelhante à proteína interagente com hidrocarboneto arílico), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa em visão e estudos da amaurose congênita de Leber.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIPL1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	LCA4; AIPL2; AIPL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23746
GeneID	23746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-384 da AIPL1 humana (NP_055151.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NZN9
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo