


Anticorpo Policlonais Anti-Aire Para Wb, If/Icc, Elisa - 043918

Número do item: CM0020375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AIRE validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o regulador autoimune (proteína APECED) envolvido na autotolerância tímica. SWISS: 043918.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	AIRE Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APSI1; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	326
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 30-130 do AIRE humano (NP_000374.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43918
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo