


Anticorpo Policlonal Anti-Ak1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00568

Número do item: CM0013632



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-AK1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano e camundongo. A AK1 é uma adenilato quinase citoplasmática envolvida na homeostase energética e no metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho AK1
Observações/Apelido	HTL-S-58j; AK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	203
GeneID	203
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 da AK1 humana (NP_000467.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00568
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo