


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ak1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00568

Número do item: CM0014544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a adenilato quinase 1 humana (AK1). Adequado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de homeostase energética celular e metabolismo de nucleotídeos de adenina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HTL-S-58j; AK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	203
GeneID	203
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 da AK1 humana (NP_000467.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00568
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo