

Anti-Ak3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uij7

Número do item: CM0029827



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra AK3 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de adenilato quinase mitocondrial e estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50808
GeneID	50808
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-227 do AK3 humano (NP_057366.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIJ7
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo