

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ak4 Para Wb, Ip, Elisa - P27144

Número do item: CM0018329



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AK4 validado para WB, IP e ELISA. Detecta a adenilato quinase 4 (AK4) mitocondrial humana e de camundongo, uma enzima essencial na homeostase energética celular. Ideal para pesquisas em metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AK4 Rabbit pAb
Observações/Alíás	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	205
GeneID	205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 da AK4 humana (NP_037542.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P27144
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo