

Anticorpo Policlonal Anti-Ak7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96M32

Número do item: CM0015163

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AK7 humano (Adenylate kinase 7) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Útil para estudar a função ciliar e o metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AK7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	122481
ID do Gene	122481
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96M32
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo