

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Akap14 (Akap28) Para Wb, Elisa - Q86Un6

Número do item: CM0003729

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra AKAP14 humano (AKAP28, PRKA14). Validado para WB e ELISA, adequado para estudos sobre ancoragem de PKA e função ciliar. Reage com humano, rato, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKAP14 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apêndice	AKAP28, PRKA14, AKAP14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	158798
GeneID	158798
Imunogénio	Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 70-150 do AKAP14 humano (Q86UN6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q86UN6
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo