

Anticorpo Policlonal Anti-Akap4 De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q5Jqc9

Número do item: CM0014955

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKAP4 humana (proteína âncora A-quinase 4). Validado para WB, IF-P, ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína da bainha fibrosa do esperma específica de testículo de ~94 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKAP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	HI; p82; CT99; FSC1; PRKA4; AKAP-4; AKAP82; AKAP 82; hAKAP82; AKAP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8852
GeneID	8852
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 189-340 da AKAP4 humana (NP_003877.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5JQC9
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco de gelo