


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akap5 Para Wb, Elisa - P24588

Número do item: CM0014055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AKAP5 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reconhece AKAP5 humano e de camundongo, uma proteína de andaime na sinalização de cAMP e plasticidade sináptica. Ideal para pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKAP5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H21; AKAP75; AKAP79; AKAP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do AKAP5 humano (NP_004848.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24588
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo