

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akap7 Para Wb, Elisa - O43687 / Q9P0M2

Número do item: CM0014882

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à AKAP7 humana (proteína 7 de ancoragem da proteína quinase A), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta ortólogos de camundongo e rato, auxiliando estudos de sinalização mediada por PKA. - O43687 / Q9P0M2

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AKAP7 Rabbit pAb
Observações/Alias	AKAP15, AKAP18, AKAP7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9465
GeneID	9465
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-81 da AKAP7 humana (NP_004833.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	O43687/Q9P0M2
Peso da proteína	8 kDa/11 kDa/39 kDa
Envio	Bolsa de gelo