

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akap8 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43823

Número do item: CM0031066

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AKAP8 humano (AKAP95) validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa em condensação da cromatina, regulação do ciclo celular e sinalização da PKA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKAP8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10270
GeneID	10270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-692 do AKAP8 humano (NP_005849.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43823
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em saco de gelo