

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akap8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43823

Número do item: CM0021837

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKAP8 humano (AKAP95). Adequado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisas sobre condensação da cromatina e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AKAP8 Rabbit pAb
Observações/Aliaises	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10270
GeneID	10270
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 592-692 de AKAP8 humano (NP_005849.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	O43823
Peso da proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo