


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr1A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14550

Número do item: CM0014400



introdução

Anticorpo policlonal humano contra AKR1A1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a aldo-ceto redutase, envolvida na desintoxicação e na redução de compostos carbonílicos. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10327
GeneID	10327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 da AKR1A1 humana (NP_006057.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P14550
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo